

Fairywill

   @FairywillCare


 www.fairywill.com

 support@fairywill.com

Thanks for choosing Fairywill Oral Irrigator. Before operating the product, please read the manual carefully and keep it for future reference.

Спасибо, что выбрали ирригатор для полости рта Fairywill. Перед началом эксплуатации изделия, пожалуйста, внимательно прочтите руководство и сохраните его для дальнейшего использования.

Fairywill oral ирригаторды таңдағаныңызға рахмет. Өнімді қолданар алдында, нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз және оны болашақта анықтама үшін сақтаңыз



F30

Oral Irrigator

IMPORTANT SAFEGUARDS

All information in this section is provided to instruct you on the correct and safe operation of this device so that you can avoid injury to yourself and others as well as damage to property.


READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING (THIS APPLIANCE)

1. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
2. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
3. This appliance contains batteries that are non-replaceable. When the battery is at the end of life, the appliance shall be properly disposed of.
4. Do not expose the appliance or battery to excessive temperatures.
5. Be aware of the risk of terminals of the battery-operated appliance or battery being short circuited by metal objects.
6. The appliance must only be supplied at safety extra low voltage corresponding to the marking on the appliance.
7. The power supply with output power not exceeding 15W in normal and abnormal working conditions must be used.
8. Toddlers, infants, people who are unable to operate the device should not use it by themselves. Please also keep it away and out of reach from children.
9. Never try to alter, disassemble or repair the device.
10. Do not fill the tank with water warmer than 40 °C.
11. If the external flexible cable or cord of this appliance is damaged, it shall be replaced by the manufacturer, a service agent or a similarly qualified person in order to avoid any hazard.
12. Keep the cord away from heated surfaces.
13. Please do not use it if you lose the nozzle.
14. Do not use for any purpose other than oral cleaning.
15. Keep nozzles away from young children. A nozzle is small enough to swallow and can be lodged in the throat.
16. Certain types of mouthwash may damage the equipment by cracking the housing or water reservoir. Therefore, do not use mouthwash in the water reservoir.
17. People who experience tooth or gum pain may not be able to use this device and should consult their dentist before use.
18. Do not press the nozzle too firmly against your teeth or gums, it will hurt your gums if you do so.

19. Please use an adapter so that the voltage is 5V $\overline{=}$ 1000mA during charge, otherwise the battery could be damaged by overcharging.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

1. Designs:





- | | |
|-------------------|---|
| ① Standard Nozzle | ② On/Off Button |
| ③ Mode Button | ④ Soft |
| ⑤ Normal | ⑥ Potent |
| ⑦ Pulse | ⑧ Point |
| ⑨ Power Indicator | ⑩ Periodontal/Orthodontic/Tongue Cleaning Nozzles |
| ⑪ Unlock Button | ⑫ Charging Port (Charger Base) |
| ⑬ Flosser Panel | ⑭ Filter Part |
| ⑮ Water Tank | ⑯ Water Tank Lid |


Note:

There may be some liquid remaining inside the main device before use (tank, water suction tube, etc), this is the remaining distilled water that was used for the performance (water flow) test, so there are no health concerns.



2. How To Use:

2.1 Charging the Device (As Fig. 1)

- Please cover the lid of the tank tightly before using the oral irrigator to avoid water leakage.
- Take the charger base cover down and insert the device socket (make sure no liquid is remaining inside the device plug).
- Insert the charging adapter securely into the power outlet.
- The “” indicator blinks when the device is charging. When it is fully charged, the white “” indicator will stay on for 2 minutes, and it will turn off automatically after that.
- Put the cover on the charger base again after charging is finished.






Note:



The “” indicator will flash in red when the power is lower than 10%; when the power is lower than 3%, the red “” indicator will flash for 5 times, and then it will turn off automatically, the device will also be powered off and is not able to work. It takes 4 hours to fully charge the device.

2.2 Use the Oral Irrigator

- Attach the nozzle onto the unit. (Fig. 2)
- Open the cap of the water tank to fill the tank with water which should not exceed 40°C, then close the cap.(Fig. 3)



- Or, slide the water tank down off the unit, fill the tank with water which should not exceed 40°C, then attach the tank on the unit. (Fig. 4)
- Press the “” button to change the working mode after the irrigator turns on, the default mode keeps the same as last shutoff in that situation. (Fig. 5)



Mode Introductions:



Soft: for gentle cleaning of sensitive gums, the water pressure will be 24-47psi.

Normal: for normal cleaning, the water pressure will be 40-71psi.


Potent: for people who have high requirements of teeth and gum cleaning, the water pressure will be 55-95psi.

Pulse: for massaging the gums, the water pressure will be around 24-47psi.


Point: for cleaning specific area of the teeth or gum, the water pressure will be 55-95psi, water will come out after pressing the button per time, but water will not come out when pressing the button for long time.

- Hold the unit in an upright position with the nozzle tip pointing toward your teeth.
- Keep your mouth opened slightly so that the water can flow out.
- Press the “” button shortly to turn on the device, it will start at the previous mode, you can also turn it off by pressing the “”.(Fig. 6)

- 1) Direct the water jet flow at a 90-degree angle to the teeth and gums.
- 2) Direct the water jet slowly along the teeth.
- 3) Direct the water jet along the gum line with the nozzle tip at a 90 degree angle to the gum tissue.
- 4) Cleaning between the teeth and around any braces, crowns or bridgeworks thoroughly.



- Firmly hold the base then, pull the nozzle out away from the base. (Fig. 7)
- Once irrigating is complete, press the “⏻” button again to turn off the device.



2.3 After Using the Appliance (Fig.8)

- Open the cap of the water tank and dispose of the water in the tank.
- Press the “⏻” key to turn on the unit, and drain the water inside the device.
- Press the “⏻” key again to turn off the unit, and close the water tank cap.
- Wipe the device with a dry cloth.

Note:

To prevent bacteria from propagating, make sure there is no remaining water inside the unit. If you're not going to use this appliance for a long time, be sure to wipe and dry the appliance as soon as possible before storing it.

3. Specifications:

Working temperature: 0-50°C

Working voltage: DC3.7V

Input voltage: DC5.0V

Rated power: 6.0-7.0W

Waterproof rating: IPX7

4. Warranty:

- 1-year warranty is offered, starting from the first day of purchase. You may contact Fairywill.
- During the warranty period, for any defect that may arise from materials or product process, we will replace the parts or the whole product according to certain circumstances.
- When you apply for free repair, you must submit the product and proof that can prove the date of purchase to Fairywill.

- The following conditions are not included in the warranty:
 - Damages caused by improper use, for example, wrong use of power supply, plugged into an improper socket, artificial damage etc.
 - Ageing and normal wear and tear from use.
 - Problems occur due to its use for other purposes, or improper use or use components not supplied by Fairywill.
- This warranty does not affect your statutory rights.

5. Contact:



Fairywill



www.fairywill.com



support@fairywill.com

Made in China

Distributed by:

Zhuhai Zonghengyoupin Kuajingdianshang Youxiangongsi,
Zhuhai, Guangdong, 519031, CN

Recycling & Environmentally Friendly Disposal

There is a built-in rechargeable lithium battery in the product. When disposing of the appliance, do not mix it with general household waste. It should be sent to the battery recycling center for disposal in accordance with local disposal management regulations.



In order to protect the environment, after the expiration of the products service life, it should not be discarded in the same way as domestic garbage; please recycle at a professional recycling center. For further information on the recycling of this product, please consult your local municipality, processing service center, or the store where you purchased the product. You can help protect the environment! Please remember to respect the local regulations, and hand in the non-working electrical equipment to an appropriate waste disposal center.

Важные меры безопасности:

Вся информация в этом разделе предоставлена для того, чтобы проинструктировать вас о правильной и безопасной эксплуатации этого устройства, чтобы вы могли избежать травм для себя и других, а также ущерба имуществу.

Прочитать инструкции перед использованием продукта

Данное устройство не предназначено для использования лицами (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или с недостатком опыта и знаний, за исключением случаев, когда они находятся под наблюдением или проинструктированы относительно использования устройства лицом, ответственным за их безопасность.

Необходимо следить за детьми, чтобы они не играли с прибором.

Данное устройство содержит батареи, которые не подлежат замене. Когда срок службы батареи подходит к концу, прибор следует утилизировать надлежащим образом.

Ориентировочный срок службы батареи 5 лет.

Не подвергайте прибор или аккумулятор воздействию чрезмерных температур.

Уведомляем вас об опасности короткого замыкания металлических предметов на клеммах прибора, работающего на батарейках, или аккумулятора.

Прибор должен заряжаться только при безопасном сверхнизком напряжении,

соответствующем маркировке на приборе.

Необходимо использовать источник питания с выходной мощностью, не превышающей 15 Вт.

Младенцы, малыши, люди, которые не могут пользоваться устройством, не должны использовать его самостоятельно. Также рекомендуем хранить его в недоступном для детей месте.

Никогда не пытайтесь разбирать или ремонтировать устройство самостоятельно.

Не наполняйте резервуар водой, температура которой превышает 40 °C.

Если внешний гибкий кабель или шнур прибора поврежден, он должен быть заменен производителем, специалистом по обслуживанию или лицом аналогичной квалификации, чтобы избежать любой опасности.

Держите шнур подальше от нагретых поверхностей.

Пожалуйста, не используйте его, если вы потеряете насадку.

Не используйте для каких-либо целей, кроме чистки полости рта.

Держите насадки подальше от маленьких детей. Насадки достаточно малы, и могут застрять в горле, если ребенок попытается проглотить.

Некоторые типы жидкостей для полоскания рта могут повредить оборудование. Поэтому не используйте жидкость для полоскания рта в резервуаре для воды.


17. Людям, которые испытывают зубную боль или боль в деснах, перед использованием прибора следует проконсультироваться со своим стоматологом.

18. Не прижимайте насадку слишком сильно к зубам или деснам, во избежание повреждения десен.

19. Пожалуйста, используйте адаптер таким образом, чтобы во время зарядки напряжение составляло 5 В = 1000 мА, в противном случае чрезмерная зарядка может привести к повреждению аккумулятора.

СОХРАНИТЕ ЭТИ ИНСТРУКЦИИ

1. КОНСТРУКЦИЯ:



- ① Стандартная (струйная) насадка
- ② Кнопка Включения/Выключения
- ③ Кнопка Режима
- ④ Мягкий
- ⑤ Обычный
- ⑥ Мощный
- ⑦ Импульсный
- ⑧ Точечный
- ⑨ Индикатор питания
- ⑩ Ортодонточная/Периодонточная/Насадка для чистки языка
- ⑪ Кнопка разблокировки
- ⑫ Порт для зарядки (основание зарядного устройства)
- ⑬ Панель управления
- ⑭ Фильтрующая часть
- ⑮ Резервуар для воды
- ⑯ Крышка Резервуара Для Воды

Примечание:

Перед использованием внутри основного блока (резервуара, трубке для всасывания воды и т.д.) может быть небольшой остаток жидкости. Это оставшаяся дистиллированная вода, которая использовалась для проверки производительности (расхода воды), поэтому никаких проблем для здоровья не вызовет.



2. Применение:

2.1 Зарядка устройства (Как показано на рис. 1)

- Пожалуйста, плотно закройте крышку резервуара перед использованием ирригатора для полости рта, чтобы избежать утечки воды.
- Снимите защитную крышку с разъема для зарядки, вставьте кабель (убедитесь, что внутри устройства не осталось жидкости).
- Надежно вставьте адаптер для зарядки в розетку.
- Индикатор "☹" мигает, когда устройство заряжается. Когда он полностью зарядится, белый индикатор "☺" будет гореть в течение 2 минут, после чего он автоматически выключится.
- После завершения зарядки снова наденьте крышку на порт для зарядки.



Примечание:

Индикатор "☹" будет мигать красным, когда мощность ниже 10%; когда мощность ниже 3%, красный индикатор "☹" будет мигать 5 раз, а затем он автоматически выключится, устройство также будет выключено и не сможет работать. Полная зарядка устройства занимает 4 часа.



2.2 Использование ирригатора

- Вставьте насадку в устройство (рис. 2)
- Откройте крышку резервуара для воды, чтобы наполнить, температура воды не должна превышать 40°C, затем закройте крышку. (рис. 3)
- Или отсоедините резервуар для воды от основного блока, наполните водой, температура которой не должна превышать 40°C, затем прикрепите резервуар к устройству. (рис. 4)
- Нажмите кнопку "☺" чтобы изменить режим работы после включения панели управления, режим по умолчанию остается таким же, как и при последнем отключении. (рис. 5)



Режимы работы Ирригатора:

Soft (мягкий): для бережной очистки чувствительных десен давление воды составляет 165-324кПа.



Normal (обычный): давление воды будет составлять 275-490кПа.

Potent (мощный): для людей, которые предъявляют высокие требования к чистке зубов и десен давление воды составляет 379-655кПа.


Pulse (импульсный): для массажа десен давление воды будет составлять около 165-324кПа.

Point (точечный): для очистки определенной области зубов или десен давление воды будет составлять 379-655 кПа, вода будет выходить плотной струей с небольшими интервалами.

- Держите устройство в вертикальном положении так, чтобы наконечник насадки был направлен к вашим зубам
- Держите рот слегка приоткрытым, чтобы вода могла вытекать.
- Нажмите кнопку "☺", вскоре после включения устройства оно запустится в предыдущем режиме, вы также можете выключить его, нажав кнопку "☺". (рис. 6)




- 1) Направьте струю воды под углом 90 градусов к зубам и деснам.
 - 2) Медленно направляйте струю воды вдоль зубов.
 - 3) Направьте струю воды вдоль линии десен с помощью наконечника насадки под углом 90 градусов к деснам.
 - 4) Тщательно очистите промежутки между зубами и вокруг брекетов, коронок или мостовидных протезов при их наличии.
- Крепко держите основание прибора, затем вытяните насадку. (рис. 7)
 - После завершения чистки полости рта нажмите кнопку "⏻" чтобы выключить устройство.



2.3 После использования прибора (рис.8)

- Откройте крышку резервуара для воды и слейте воду.
- Нажмите кнопку "⏻", чтобы включить прибор, и слейте воду из устройства.
- Нажмите кнопку "⏻" снова, чтобы отключить прибор, и закройте резервуар для воды
- Протрите устройство сухой тканью.



3. Технические характеристики:

Рабочая температура: 0-50 C

Рабочее напряжение: постоянный ток 3,7В

Входное напряжение: постоянный ток 5,0В

Расчетная мощность: 6,0-7,0 Вт

Степень водонепроницаемости: IPX7

4. Гарантии:

- Гарантия 1 год с момента покупки.
- В течение гарантийного срока при любом дефекте, который может возникнуть из-за материалов или процесса изготовления изделия, мы заменим детали или весь продукт в зависимости от обстоятельств.
- При подаче заявки на бесплатный ремонт вы должны предоставить продукт и документ, который может подтвердить представителям бренда Fairywill дату покупки (гарантийный талон, чек)
- Гарантия не распространяется на следующие условия:
 - Повреждения, вызванные ненадлежащим использованием, например, неправильным использованием источника питания, подключением к неподходящей розетке, искусственным повреждением и т.д.

- Старение и естественный износ в результате использования
 - Проблемы, возникшие из-за использования прибора для других целей или неправильного использования, или использования компонентов, не поставляемых Fairywill.
- Данная гарантия не влияет на ваши законные права.

5. Контакты:



Произведено в Китае.

Переработка и экологически чистая утилизация

В устройство встроена перезаряжаемая литиевая батарея. При утилизации прибора не смешивайте его с обычными бытовыми отходами. Его следует отправить в центр утилизации аккумуляторов для утилизации в соответствии с местными правилами утилизации.



Символ на изделии или на его упаковке указывает на то, что данное изделие нельзя утилизировать как бытовые отходы. Вместо этого его следует сдать в соответствующий пункт сбора для утилизации электрического и электронного оборудования. Убедившись в правильности утилизации данного изделия, вы поможете предотвратить потенциальные негативные последствия для окружающей среды и здоровья человека, которые в противном случае могли бы быть вызваны неправильным обращением с отходами данного изделия. Для получения более подробной информации о вторичной переработке этого продукта, пожалуйста, свяжитесь с местным советом или службой утилизации бытовых отходов.

Маңызды қауіпсіздік шаралары:

Бұл бөлімдегі барлық ақпарат сізге осы құрылғының дұрыс және қауіпсіз жұмыс істеуі туралы нұсқау беру үшін берілген, осылайша сіз өзіңізге және басқаларға жарақат алудан, сондай-ақ мүлікке зиян келтіруден аулақ бола аласыз.

Өнімді қолданар алдында нұсқауларды оқып шығыңыз

Бұл құрылғы физикалық, сенсорлық немесе ақыл-ой қабілеті шектеулі немесе тәжірибесі мен білімі жетіспейтін адамдарға (балаларды қоса алғанда), олардың қауіпсіздігіне жауапты адамның құрылғыны пайдалануына қатысты бақылауда болған немесе нұсқау берген жағдайларды қоспағанда, пайдалануға арналмаған. Балалармен ойнамау үшін оларды бақылау керек.

Бұл құрылғыда ауыстыруға болмайтын батареялар бар. Батареяның қызмет ету мерзімі аяқталған кезде, құрылғыны дұрыс тастау керек. Батареяның болжамды қызмет ету мерзімі-5 жыл.

Құрылғыны немесе батареяны шамадан тыс температураға ұшыратпаңыз. Батареяларда немесе батареяларда жұмыс істейтін құрылғының терминалдарындағы металл заттардың қысқа тұйықталу қаупі туралы хабарлаймыз. Құрылғы құрылғыдағы таңбалауға сәйкес келетін қауіпсіз ультра төмен кернеуде ғана зарядталуы керек.

Шығу қуаты 15 Вт-тан аспайтын қуат көзін пайдалану қажет.

Құрылғыны пайдалана алмайтын сәбилер, сәбилер, адамдар оны өздігінен пайдаланбауы керек. Сондай-ақ, оны балалардың қолы жетпейтін жерде сақтауды ұсынамыз.

Ешқашан құрылғыны өзіңіз бөлшектеуге немесе жөндеуге тырыспаңыз.

Резервуарды температурасы 40 °C-тан асатын сумен толтырмаңыз.

Егер құрылғының сыртқы ікемді кабелі немесе сымы зақымдалған болса, көз-келген қауіпті болдырмау үшін оны өндіруші, техникалық қызмет көрсету маманы немесе ұқсас біліктілігі бар адам ауыстыруы керек.

Сымды қыздырылған беттерден алыс ұстаңыз.

Егер сіз саптаманы жоғалтсаңыз, оны қолданбаңыз.

Ауыз қуысын тазартудан басқа мақсатта қолдануға болмайды.

Саптамаларды кішкентай балалардан алыс ұстаңыз. Саптамалар жеткілікті кішкентай және егер бала жұтуға тырысса, тамаққа жабысып қалуы мүмкін.

Ауыз шайғыштардың кейбір түрлері жабдықты зақымдауы мүмкін. Сондықтан су ыдысында ауызды шаюды қолданбаңыз.

Тіс ауруы немесе қызыл иектің ауыруы бар адамдар Құрылғыны қолданар алдында тіс дәрігерімен кеңесу керек.

- Қызыл иекке зақым келтірмеу үшін саптаманы тістеріңізге немесе қызыл иектеріңізге қатты баспаңыз.
- Зарядтау кезінде кернеу 5В = 1000мА болатындай етіп адаптерді қолданыңыз, өйтпесе шамадан тыс зарядтау батареяны зақымдауы мүмкін.
- Егер батарея зақымдалған немесе ағып кетсе, теріге немесе көзге тиіп кетуден аулақ болыңыз. Егер бұл орын алса, қажетті жерлерді дереу сумен жақсылап шайып, медициналық көмекке жүгініңіз.
- Бұл құрылғы тек үйде пайдалануға арналған.


ҚАУІПТІ - құрылғы желіге қосылған (зарядталған)кезеңде электр тогының соғу қаупін азайту:

- Өнімді ваннаға немесе раковинаға түсуі мүмкін жерге қоймаңыз
- Құрылғыны суға немесе басқа сұйықтыққа салмаңыз немесе тастамаңыз.
- Суға түскен құрылғыға қол тигізбеңіз. Оны дереу ажыратыңыз.
- Зарядтағыштың сымын бірінші рет қолданар алдында зақымданғанын тексеріңіз, сонымен қатар өнімнің қызмет ету мерзімі ішінде оны қадағалаңыз.
- Құрылғыны қолданғаннан кейін, оны желіге қоспас бұрын зарядтау портының толығымен құрғақ екеніне көз жеткізіңіз.

ЕСКЕРТУ - адамдардың күйіп қалу, электр тогының соғуы, өрт немесе жарақат алу қаупін азайту.

- Желіге қосылған кезде құрылғыны ешқашан қараусыз қалдырмаңыз.
- Бұл өнімді балалар немесе мүмкіндігі шектеулі адамдар қолданған кезде олардың құрылғыны пайдалану процесін мұқият бақылау қажет.
- Бұл өнімді осы нұсқаулықта сипатталғандай тек мақсатына сай пайдаланыңыз. Өндіруші ұсынбаған саптамаларды пайдаланбаңыз.
- кетсе немесе зақымдалған болса немесе суға түсіп кетсе, бұл құрылғыны ешқашан пайдаланбаңыз. Қажет болса, тексеру және ықтимал жөндеу үшін қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
- Сымды қыздырылған беттерден алыс ұстаңыз.
- Ешқашан ұйықтап жатқанда қолданбаңыз.
- Ешқашан құралдың немесе шлангтың тесіктеріне заттарды тастамаңыз немесе салмаңыз.
- Құрылғыны оттың жанында немесе қоршаған ортаның жоғары температурасы жағдайында пайдаланбаңыз, сақтамаңыз немесе зарядтамаңыз.
- Құрылғыны сумен толтырмас бұрын оны розеткадан ажыратыңыз. Егер өндіруші басқаша көрсетпесе, (резервуарды) тек сумен толтырыңыз. Резервуарды сумен толтырудан аулақ болыңыз.

1. Құрылымы:



- ① стандартты (сиялы) саптама
- ② Қосу/Өшіру түймесі
- ③ Режим түймесі
- ④ жұмсақ режимі
- ⑤ Қалыпты
- ⑥ Қуатты
- ⑦ Импульсті
- ⑧ Нүктелі
- ⑨ Қуат индикаторы
- ⑩ Тілді тазалауға арналған ортодонталды /
- ⑪ Құлпын ашу түймесі
- ⑫ Периодонталды / саптама
- ⑬ Басқару панелі
- ⑭ Зарядтау порты (зарядтау құрылғысының негізі)
- ⑮ Су ыдысы
- ⑯ Сүзгі бөлігі
- ⑰ Су ыдысының қақпағы

Ескерту:

Қолданар алдында негізгі блоктың ішінде (резервуар, суды соратын түтік) сұйықтықтың аз мөлшері болуы мүмкін. Бұл өнімділікті (судың ағуын) тексеру үшін пайдаланылған қалған тазартылған су, сондықтан денсаулыққа ешқандай қиындық туғызбайды.



2. Қолдану:

2.1 құрылғыны зарядтау (суретте көрсетілгендей. 1)

Ирригаторды қолданар алдында резервуардың қақпағын мықтап жабыңыз судың ағып кетуіне жол бермеу үшін ауыз қуысы.



Зарядтау коннекторынан қорғаныс қақпағын алыңыз, кабельді салыңыз (ішіне көз жеткізіңіз құрылғыда сұйықтық жоқ).


Зарядтау адаптерін розеткаға мықтап салыңыз.

Құрылғы зарядталған кезде «» индикаторы жыпылықтайды. Ол толығымен зарядталған кезде, «» ақ индикаторы 2 минут ішінде жанады, содан кейін ол автоматты түрде өшіріледі.

Зарядтау аяқталғаннан кейін зарядтау портына қақпақты қайтадан салыңыз.

Ескерту:

Қуат 10% - дан төмен болған кезде «» индикаторы қызыл болып жыпылықтайды; қуат 3% - дан төмен болған кезде қызыл «» индикаторы 5 рет жыпылықтайды, содан кейін ол автоматты түрде өшеді, құрылғы да өшеді және жұмыс істей алмайды. Құрылғыны толық зарядтау 4 сағатты алады.



сурет. 1

сурет. 2

2.2 Ирригаторды қолдану

- Саптаманы құрылғыға салыңыз (сурет. 2)
- Толтыру үшін су ыдысының қақпағын ашыңыз, судың температурасы жоқ 40°C-тан асуы керек, содан кейін жабыңыз қақпақ. (сурет. 3)
- Немесе су ыдысын ажыратыңыз негізгі блокты сумен толтырыңыз, оның температурасы 40 °C-тан аспауы керек, содан кейін резервуарды құрылғыға бекітіңіз. (сурет. 4)
- Түймесін басыңыз «⊖» басқару тақтасын қосқаннан кейін жұмыс режимін өзгерту үшін әдепкі режим соңғы өшірілгендей қалады. (сурет. 5)

Ирригатордың жұмыс режимдері:

Soft (жұмсақ режим): сезімтал сағызды мұқият тазарту үшін судың қысымы 165-324кПа.


Normal (қалыпты режим): судың қысымы 275-490кПа.

Potent (қуатты режим): тістер мен қызыл иектерді тазартуға жоғары талаптар қоятын адамдар үшін судың қысымы 379-655кПа.


Pulse (импульстік режим): сағызды уқалау үшін судың қысымы шамамен 165-324кПа.

Point (нүкте режимі): тістердің немесе қызыл иектің белгілі бір аймағын тазарту үшін судың қысымы 379-655кПа, су қысқа уақыт аралығында тығыз ағынмен шығады.


- Құрылғыны тік ұстаңыз ұшы болатындай саңылаулар сіздің тістеріңізге бағытталған
- Аузыңызды сәл ашық ұстаңыз су ағып кетуі мүмкін.
- Құрылғыны қосқаннан кейін көп ұзамай ол алдыңғы режимде басталады, оны «⊖» түймесін басу арқылы өшіруге болады. (сурет. 6)




сурет. 3



сурет. 4



сурет. 5



сурет. 6


- 1) су ағынын тістер мен қызыл иектерге 90° бұрышымен бағыттаңыз.
- 2) су ағынын баяу тістердің бойымен бағыттаңыз
- 3) су ағынын сағыз сызығы бойымен бағыттаңыз 90° бұрышындағы саптаманың көмегімен қызыл иекке градус.
- 4) арасындағы бос жерлерді мұқият тазалаңыз брекetter, тәждер немесе көпіртерідес протездер болған жағдайда. Құрылғының негізін мықтап ұстаңыз, содан кейін саптаманы тартыңыз. (сурет. 7) Ауыз қуысын тазалау аяқталғаннан кейін құрылғыны өшіру үшін «⊖» түймесін басыңыз.

2.3 Құрылғыны қолданғаннан кейін (сурет.8)


Су ыдысының қақпағын ашып, суды төгіңіз.

Қосу үшін «⊖» түймесін басыңыз құрылғы және құрылғыдан суды төгіңіз.

«⊖» түймесін қайтадан басыңыз құрылғыны өшіріп, жабыңыз су ыдысы Құрылғыны құрғақ шүберекпен сүртіңіз.



сурет. 7



сурет. 8

3. Техникалық сипаттамалары:

Жұмыс температурасы: 0-50°C

Жұмыс кернеуі: 3,7 В тұрақты ток

Кіріс кернеуі: 5,0 В тұрақты ток

Жобалық қуаты: 6,0-7,0 Вт

Суға төзімділік: IPX7

4. Кепілдік:

Кепілдік 1 жыл, сатып алудың бірінші күнінен бастап, Fairwill компаниясына хабарласыңыз.

Кепілдік мерзімі ішінде материалдарға немесе өндіріс процесіне байланысты көз-келген ақау болған жағдайда біз белгілі бір жағдайларға сәйкес бөлшектерді немесе бүкіл өнімді ауыстырамыз.

Тегін жөндеуге жүгінген кезде сіз Fairwill сатып алу күнін растайтын өнім мен дәлелдерді ұсынуыңыз керек.

Кепілдік келесі шарттарға қолданылмайды:

- Дұрыс пайдаланбау салдарынан болатын зақым, мысалы, қуат көзін дұрыс пайдаланбау

- Құрылғы дұрыс емес розеткаға, жасанды зақымға салынған. Пайдалану нәтижесінде қартаю және табиғи тозу.

- Оны басқа мақсаттарда пайдалану немесе дұрыс пайдаланбау немесе Fairywill жеткізбеген компоненттерді пайдалану салдарынан туындаған мәселелер.

Бұл кепілдік сіздің заңды құқықтарыңызға әсер етпейді.

5. Байланыстар:



Fairywill



www.fairywill.com



support@fairywill.com

Қытайда өндірілген.

ОСЫ НҰСҚАУЛАРДЫ САҚТАҢЫЗ

Құрылғыда қайта зарядталатын литий батареясы бар. Құрылғыны тастаған кезде оны қарапайым тұрмыстық қалдықтармен араластырмаңыз. Оны жергілікті деңгейге сәйкес қайта өңдеу үшін батареяларды қайта өңдеу орталығына жіберу керек.

Қайта өңдеу және экологиялық таза кәдеге жарату



Өнімдегі немесе оның қаптамасындағы таңба бұл өнімді тұрмыстық қалдықтар ретінде қайта өңдеуге болмайтынын көрсетеді. Оның орнына оны электр және электронды жабдықты кәдеге жарату үшін тиісті жинау пунктіне тапсыру керек.

Осы өнімді кәдеге жаратудың дұрыстығына көз жеткізе отырып, сіз қоршаған ортаға және адам денсаулығына ықтимал жағымсыз салдардың алдын алуға көмектесесіз, әйтпесе осы өнімнің қалдықтарын дұрыс пайдаланбау салдарынан болуы мүмкін. Бұл өнімді қайта өңдеу туралы қосымша ақпарат алу үшін жергілікті кеңеске немесе тұрмыстық қалдықтарды жою қызметіне хабарласыңыз.

Fairywill

修改次数

V5

日期

2024/01/23

产品部门: 个护事业部

产品对接人: 马单倪

产品名称: 洗牙器

包装设计师: 李淑娟

释放文件

产品型号

F30 英语+俄语+哈语 说明书

尺寸

105X153mm, 展开尺寸: 210x153mm

纸张

80G双胶

印刷

单黑正反面印刷

工艺

双面过油; 骑马钉装订

TO供应商:

希望包装成品表面平整
边角棱锐、无裂纹、
无爆边、整体干净美观